



一、根據不同的應用，選擇不同的切片機:

1. Patch clamp 膜片鉗，需要高質量的腦片，推薦 Campden 7000smz-2，Z 軸偏離為最少。

2. hot slice 膜片鉗，要求組織片在生理溫度下，推薦 Campden 7000smz-2。

3. 胞外記錄，局部場電位，盲法膜片鉗等普通的膜片鉗實驗，推薦 Campden 5100mz，價格優惠，帶遠程操作控制盒。

Copyright by Advance Biotech Inc. 昇等生物科技股份有限公司

2018 www.Advance-Biotech.com TEL:02-2651-5827 www.advance-biotech.com

22175 新北市汐止區新台五路一段 99 號 28F-6